

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdcd7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8N8D1

Артикул: CM0003913



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PDCD7. Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; детектирует PDCD7 в образцах человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против PDCD7
Примечания/Альтернативные названия	59K, ES18, HES18, PDCD7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10081
ID гена	10081
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого PDCD7 (Q8N8D1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновых срезов (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N8D1
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом