


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Pde10A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y233

Артикул: CM0004398



введение

Кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого PDE10A, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. PDE10A регулирует передачу сигналов cAMP/cGMP, высоко экспрессируется в полосатом теле. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE10A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Вид	Человек
ID гена	10846
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 439-779 человеческого PDE10A (NP_006652.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y233
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом