


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde12 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Артикул: CM0020454



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую PDE12 (2',5'-фосфодиэстераза 12) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для изучения регуляции противовирусной системы 2-5A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PDE12 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	2-PDE; 2'-PDE; PDE12
Вид	Человек
ID гена (человек)	201626
ID гена	201626
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 17-300 человеческой PDE12 (NP_001309106.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6L8Q7
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	С хладагентом