

Поликлональное Антитело Anti-Pde1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P54750

Артикул: CM0013188

введение

PDE1A Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на кальций/кальмодулин-зависимую фосфодиэстеразу 1A, ключевой регулятор сигналинга циклических нуклеотидов. Идеально для исследований в области сердечно-сосудистой и неврологической систем.

[Узнать больше](#)

Название продукта	PDE1A Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5136
GeneID	5136
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 446-545 белка PDE1A человека (NP_005010.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P54750
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом