


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde1B Для Wb, IHC-P, Elisa — Q01064

Артикул: CM0022371



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую PDE1B, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает PDE1B человека, мыши и крысы, что делает его идеальным для исследований сигнальных путей цАМФ/цГМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE1B Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5153
GeneID	5153
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 190-536 человеческой PDE1B (NP_000915.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01064
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Хладоэлемент