


Поликлональное Антитело Против Pde3A Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q14432

Артикул: CM0023920



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к PDE3A, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и сигналинга cAMP/cGMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE3A кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5139
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 380-660 человеческого PDE3A (NP_000912.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14432
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Холодильный пакет