

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pde3A Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q9Z0X4

Артикул: CM0029654

введение

Кроличье поликлональное антитело против мышинового PDE3A, полученное с использованием рекомбинантного фрагмента (а.о. 550-700). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Специфично к мышиному PDE3A, цГМФ-ингибируемой цАМФ фосфодиэстеразе, участвующей в передаче сигналов циклических нуклеотидов и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE3A Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5139
GeneID	54611
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-700 мышинового PDE3A (NP_061249.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Z0X4
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом