


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde3B Для Wb, Elisa - Q13370

Артикул: CM0025800



введение

Аффинно очищенная кроличья поликлональная антитела против PDE3B, валидированная для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает PDE3B человека и мыши — фосфодиэстеразу двойной специфичности, участвующую в ангиогенезе и работе сердца. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE3B кроличья поликлональная антитела
Примечания/Синонимы	HCIP1; cGIPDE1; PDE3B
Вид	Человек
ID гена (человек)	5140
ID гена	5140
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 400-660 человеческого PDE3B (NP_000913.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13370
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода