


Поликлональные Антитела Против Pde4A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27815

Артикул: CM0019432



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PDE4A (3',5'-циклическая-АМФ фосфодиэстераза 4A), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути cAMP и скрининга лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE4A кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5141
ID гена	5141
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 325-410 PDE4A человека (NP_001104777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27815
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодильный пакет