


Поликлональное Антитело Против Pde4B Для Wb, Elisa — Q07343

Артикул: CM0021243



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PDE4B (DPDE4, PDEIVB). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований cAMP-сигналинга и разработки лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PDE4B
Примечания/синонимы	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5142
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 636–736 человеческого PDE4B (NP_002591.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q07343
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом