

Поликлональное Антитело Anti-Pde4C Для If/Icc, Ифа — Q08493

Артикул: CM0017898



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PDE4C (цАМФ-специфическую фосфодиэстеразу 4C). Валидировано для IF/ICC и ИФА. Подходит для исследований передачи сигналов цАМФ в образцах человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PDE4C Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DPDE1, PDE21, PDE4C
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5143
Идентификатор гена	5143
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 638-712 человеческого PDE4C (NP_000914.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q08493
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом