

Поликлональные Антитела Против Pde4D Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q08499

Артикул: CM0018722



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PDE4D, специфической фосфодиэстеразы cAMP. Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с человеческим и крысиным белками. Идеально подходят для изучения сигнального пути cAMP и связанных исследовательских задач.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE4D Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5144
GeneID	5144
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 249-518 человеческого PDE4D (NP_001184152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q08499
Молекулярный вес белка	91 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент