


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde5A Для Вб, Ифа - 076074

Артикул: CM0028106



введение

Кроличья поликлональная антитело против PDE5A (цГМФ-специфической фосфодиэстеразы). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Используется в исследованиях сигнального пути цГМФ и путей оксида азота.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE5A кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
Вид	Человек
GeneID (человек)	8654
GeneID	8654
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого PDE5A (NP_001074.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	076074
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Айс-пакет