

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde6A Для Вб, Ифа - P16499

Артикул: CM0027185

введение

Кроличья поликлональная антитело к PDE6A (PDEA, RP43) для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелена на альфа-субъединицу цГМФ-фосфодиэстеразы палочек в исследованиях зрительной трансдукции и пигментной ретины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE6A кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5145
ID гена	5145
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16499
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Айс-пакет