

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pde6B Для Wb, IHC-P, Elisa — P35913

Артикул: CM0027841

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против PDE6B, валидированное для Вестерн-блота, IHC-P и ELISA. Реагирует с PDE6B человека, мыши и крысы — ключевым ферментом фотопреобразования. Идеально подходит для исследований зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE6B Rabbit pAb
Примечания/Альясы	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
Вид	Человек
GeneID (человек)	5158
GeneID	5158
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-190 PDE6B человека (NP_001138763.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35913
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовой пакет