


Поликлональное Антитело Anti-Pde6D Для Wb, If/Icc, Elisa — O43924

Артикул: CM0016962



введение

Поликлональное антитело CamelBio к PDE6D (кроличье pAb), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транспорта пренилированных белков и их направленного перемещения в реснички в рамках исследований и диагностики. Комплексное снабжение сырьевыми материалами для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE6D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PDED; JBTS22; PDE6D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5147
Идентификатор гена	5147
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого PDE6D (NP_002592.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43924
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет