


Кроличье Поликлональное Антитело К Pde8A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60658

Артикул: CM0017232



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PDE8A, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований сигналинга цАМФ и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE8A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	hT19550, PDE8A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5151
GeneID	5151
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого PDE8A (NP_002596.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60658
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В термосумке со льдом