


Кроличья Поликлональная Анти-Pdf Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Nbh1

Артикул: CM0018048



введение

Кроличье поликлональное анти-PDF антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на митохондриальную пептиддеформилазу для исследований биосинтеза белка и разработки ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDF Кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	PDF
Вид	Человек
GeneID	64146
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 40-243 человеческой PDF (NP_071736.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NBH1
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	Ледяная упаковка