

Поликлональное Антитело Против Pdgfa Для Ihc-P, Elisa - P04085

Артикул: CM0021387



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDGFA, валидированное для ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований в области развития, пролиферации клеток и заживления ран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5154
GeneID	5154
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-110 человеческого PDGFA (NP_002598.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P04085
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом