


Поликлональные Антитела Против Pdgfb Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Артикул: CM0016764



введение

Поликлональные антитела, направленные против человеческого PDGFB (субъединица В тромбоцитарного фактора роста), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с крысой; обнаруживает полосу 27 кДа. Полезны для изучения клеточной пролиферации, ангиогенеза и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи pAb против PDGFB
Примечания/Псевдонимы	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5155
ID гена	5155
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 140-241 человеческого PDGFB (NP_002599.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P01127
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом