

Поликлональное Антитело К Pdgfc Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nra1

Артикул: CM0018205

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDGFC, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует PDGFC человека, мыши и крысы — фактор роста, участвующий в эмбриональном развитии, ангиогенезе и заживлении ран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFC Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56034
ID гена	56034
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 166-345 человеческого PDGFC (NP_057289.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRA1
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом