

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pdgfd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Gzp0

Артикул: CM0019720

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PDGFD (IEGF, SCDGF-B). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для исследований клеточной пролиферации, ангиогенеза, заживления ран и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб против PDGFD
Примечания/Псевдоним	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80310
ID гена	80310
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 19-307 человеческого PDGFD (NP_079484.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9GZP0
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете