

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pdgfd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Gzр0

Артикул: CM0025084

введение

Кроличья поликлональная антитело против PDGFD, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью по отношению к человеку и мыши. Направлена на тромбоцитарный фактор роста D, участвующий в пролиферации клеток, миграции и ангиогенезе. Подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против PDGFD
Примечания/алиасы	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Вид	Человек
ID гена	80310
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250–350 человеческого PDGFD (NP_079484.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9GZP0
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом