


Моноклональное Антитело К Pdgfra Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа — P16234

Артикул: CM0010439



введение

Кроличье моноклональное антитело к PDGFRa, валидированное для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Распознает PDGFRa (CD140A) человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аа 24-528). Идеально подходит для исследований в области онкологии и изучения развития организмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к PDGFRa
Примечания/алиасы	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Вид источника	Человек
GenelD (человек)	5156
GenelD	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок (24-528 аа человеческого PDGFRa)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом