


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdgfra/Cd140A () Для Проточной Цитометрии - P16234

Артикул: CM0009595



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на PDGFR α /CD140a человека и мыши. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для изучения сигналинга рецепторных тирозинкиназ и исследований развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PDGFR α /CD140a человека/мыши
Примечания/Альтернативные названия	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Вид	Человек
GeneID	5156
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 человеческого PDGFR α (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	24 кДа/82 кДа/123 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом