

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Pdgfra/Pdgfr Alpha Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Артикул: CM0019715



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PDGFR alpha (CD140a). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнальных путей рецепторной тирозинкиназы, онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFR alpha Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	5156
GeneID	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 896-1059 человеческого PDGFR alpha (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16234
Молекулярный вес белка	123kDa
Доставка	С ледяным пакетом