


Поликлональные Антитела Против Pdgfrb Для Вестерн-Блоттинга - P09619

Артикул: CM0017703



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PDGFRB (P09619) для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований и разработок в сфере IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFRB Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5159
ID гена	5159
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 900-1000 человеческого PDGFRB (NP_002600.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09619
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	В ледяном пакете