


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdgfrb Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мкц, Ифа - P09619

Артикул: CM0002852



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PDGFRB (CD140B). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/МКЦ и ИФА. Высокая специфичность к PDGFRB; перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Подходит для изучения сигнальных путей PDGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PDGFRB
Примечания/Псевдоним	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5159
GeneID	5159
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1000-1106 человеческого PDGFRB (P09619).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09619
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	Сумка со льдом