

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Pdgfrb Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P09619

Артикул: CM0020656



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого PDGFRB (бета-рецептора тромбоцитарного фактора роста). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Подходят для исследований ангиогенеза, пролиферации клеток и сигнальных путей рецепторной тирозинкиназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFRB Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5159
ID гена	5159
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09619
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	Сумка со льдом