

Моноклональное Антитело Против Pdha1 Для Вестерн-Блоттинга - P08559

Артикул: CM0004488



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому PDHA1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным PDHA1. Нацелено на ключевой митохондриальный фермент, связывающий гликолиз и цикл Кребса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHA1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	5160
Gene ID	5160
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 248-348 человеческого PDHA1 (NP_000275.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08559
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом