

Кроличье Поликлональное Антитело К Pdhα1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - P08559

Артикул: CM0018799



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PDHA1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения митохондриального пируватдегидрогеназного комплекса и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5160
GeneID	5160
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-390 человеческого PDHA1 (NP_000275.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммунопреципитация (IP), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P08559
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом