

Анти-Pdha2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц И Ифа - P35487

Артикул: CM0016013

введение

Поликлональные кроличьи антитела против PDHA2, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Обнаруживает митохондриальный белок 43 кДа в тестикулах, подходит для изучения пируватдегидрогеназного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHA2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	Pdhal; PDHA2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5161
ID гена (Мышь)	18598
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-391 мышиногo PDHA2 (NP_032837.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35487
Молекулярный вес белка	43kDa
Доставка	Сумка со льдом