

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdhb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P11177

Артикул: CM0009566



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PDHB, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований метаболизма и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHB Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5162
ID гена	5162
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 260-359 бета-субъединицы E1 пируватдегидрогеназы человека (P11177).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11177
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом