

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pdhb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11177

Артикул: CM0026079



введение

Кроличьи поликлональные антитела к PDHB, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают PDHB человека, мыши, крысы. Подходят для исследований пируватдегидрогеназного комплекса, метаболизма глюкозы и митохондриальных нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHB Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	5162
Идентификатор гена	5162
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 PDHB человека (NP_000916.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11177
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом