

Поликлональное Антитело К Pdia2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Elisa - Q13087

Артикул: CM0015289

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDIA2, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует мишени человека, мыши и крысы. Полезно для изучения функций шаперона эндоплазматического ретикулума и связывания эстрогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDIA2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PD1; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64714
GeneID	64714
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 326-525 человеческого PDIA2 (NP_006840.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13087
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом