

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pdia4 - P13667

Артикул: CM0027516



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PDIA4 (ERP70/ERP72). Валидирована для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Подходит для исследований белковой дисульфидной изомеразы и стресс эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDIA4 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9601
ID гена	9601
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого PDIA4 (NP_004902.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13667
Молекулярная масса белка	73кДа
Доставка	Холодовой пакет