

Кроличья Моноклональная Антитела Против Pdia6 Для Wb, If/Icc, Ифа — Q15084

Артикул: CM0009676



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую PDIA6 (ERP5/P5), валидированное для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками; подходит для изучения стресса эндоплазматической сети, ответа на неправильно свернутые белки и функции тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDIA6 кроличья моноклональная антитело
Примечания/алиасы	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Вид	Человек
ID гена	10130
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческой PDIA6 (NP_005733.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15084
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	С ледяным пакетом