


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pdia6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q15084

Артикул: CM0024829



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PDIA6 (ERP5/P5). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований тромбоцитов и стресса эндоплазматического ретикулума. ~48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDIA6 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10130
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого PDIA6 (NP_005733.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15084
Молекулярная масса белка	48kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент