


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Pdk1/Pdhk1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Артикул: CM0008755



введение

Кроличыи моноклональные антитела против PDK1/PDHK1, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения метаболизма глюкозы, гипоксии и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK1/PDHK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PDK1; пируватдегидрогеназа киназа 1; PDK1/PDHK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5163
ID гена	5163
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15118
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	В ледяном пакете