

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdk2 Для ВБ, Игк-П, Ифа — Q15119

Артикул: CM0012657



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PDK2 (пируватдегидрогеназная киназа 2). Валидировано для ВБ, ИГК-П, ИФА; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований метаболизма и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK2 кроличье мкАт
Примечания/Алиасы	PDHK2; PDKII; PDK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5164
ID гена	5164
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 308–407 человеческого PDK2 (Q15119).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15119
Молекулярная масса белка	39 кДа/46 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором