

Анти-Pdk2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Артикул: CM0026357



введение

Анти-PDK2 поликлональные антитела кролика, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный PDK2. Идеально подходят для изучения регуляции метаболизма глюкозы и жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PDHK2; PDKII; PDK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5164
GeneID	5164
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 128-407 человеческого PDK2 (NP_002602.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15119
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом