

Поликлональные Антитела К Pdk3 Для Wb, Elisa - Q15120

Артикул: CM0030246



введение

Кроличы поликлональные антитела (pAb) к PDK3 распознают PDK3 человека, мыши и крысы. Эти антитела, подходящие для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацелены на митохондриальную киназу, участвующую в регуляции метаболизма глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb к PDK3
Примечания/Синонимы	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5165
GeneID	5165
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-406 PDK3 человека (NP_005382.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15120
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом