


Анти-Pdlim1/Clp36 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Артикул: CM0003161



введение

Кроличий моноклональный антитело к PDLIM1/CLP36, валидированный для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для изучения цитоскелетных адаптерных белков, динамики стрессовых волокон и исследований миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDLIM1/CLP36 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9124
GeneID	9124
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого PDLIM1/CLP36 (O00151)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00151
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом