


Поликлональное Антитело Anti-Pdlim4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P50479

Артикул: CM0022657



введение

PDLIM4 Кроличье pAb (P50479) — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на белок PDZ и LIM домена 4, который подавляет активацию SRC и регулирует реорганизацию актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDLIM4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RIL; PDLIM4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8572
GeneID	8572
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-210 белка PDLIM4 человека (NP_003678.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50479
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом