

Анти-Pdlim5 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Hc4

Артикул: CM0030173



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого PDLIM5, подходящая для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения развития сердца, кардиомиопатии и нейropsychических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PDLIM5 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10611
GeneID	10611
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 317-596 человеческого PDLIM5 (NP_006448.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96HC4
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент