

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Pdlim5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q96Hc4

Артикул: CM0019234



введение

Кроличья поликлональная антитело к PDLIM5, валидированная для WB и ELISA. Взаимодействует с человеческим белком. PDLIM5 образует каркас для РКС в Z-дисках кардиомиоцитов и формирует дендритные шипики; участвует в развитии биполярного расстройства и шизофрении. Идеально подходит для исследований в области кардиологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDLIM5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Вид	Человек
ID гена	10611
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого PDLIM5 (NP_006448.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96HC4
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент