

Поликлональное Антитело Против Pdp1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9P0J1

Артикул: CM0015703

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDP1, митохондриальной пируватдегидрогеназной фосфатазы. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Предсказанная молекулярная масса 61 кДа. Идеально для исследований метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54704
GeneID	54704
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 72-260 человеческого PDP1 (NP_060914.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0J1
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом