

Поликлональное Антитело Против Pdp2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Артикул: CM0024591

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PDP2, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для изучения регуляции митохондриального пируватдегидрогеназного комплекса и иммунометаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57546
GeneID	57546
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-250 человеческого PDP2 (NP_065837.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2J9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом