

Поликлональные Антитела Против Pdx1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52945

Артикул: CM0014294



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PDX1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающие человеческий и мышиный PDX1 (31 кДа). Идеально подходят для исследований диабета и развития поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Вид	Человек
ID гена	3651
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого PDX1 (NP_000200.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52945
Молекулярный вес белка	31kDa
Доставка	Сумка со льдом