

Поликлональное Антитело Против Pdxdc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q6P996

Артикул: CM0019876

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PDXDC1, пиридоксаль-зависимую декарбоксилазу. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. 87 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDXDC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LP8165; PDXDC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23042
GeneID	23042
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 489-788 человеческого PDXDC1 (NP_055842.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P996
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом